

Plano de Projeto - MVP com IA para Acupuntura

Objetivo Geral

Criar uma aplicação local em Python para gravação de sessões entre acupunturista e paciente, com transcrição automática, separação por falante (diarização) e organização da informação em ficha clínica.

Etapas do Projeto

Etapa 1 – Estrutura Inicial do Projeto

Organizar diretórios e arquivos:

```
acupuntura_mvp/  
├── audio/           # Áudios gravados  
├── transcricao/     # Transcrições brutas  
├── output/          # Fichas geradas  
├── gui/             # Código da interface gráfica  
├── models/          # Modelos e LLMs  
├── scripts/         # Utilitários  
├── requirements.txt  # Dependências  
└── main.py          # Script principal
```

Etapa 2 – Interface Gráfica com Gravação, Pausa e Retomada

Nova etapa! Interface Tkinter simples e amigável com:

- Campo para nome do paciente
- Botões: Iniciar, Pausar, ► Retomar, Parar
- Status: "Gravando...", "Pausado", tempo corrido

Lógica: cada trecho entre Iniciar e Pausar é salvo separadamente. Após o clique em Parar, todos são concatenados em um único `.wav`.

Etapa 3 – Transcrição com Whisper (com instalação)

- **Instalar:**

```
pip install git+https://github.com/openai/whisper.git
```

- **Requer:** Python 3.8+, Git, ffmpeg (`sudo apt install ffmpeg`)

- **Executar:**

```
whisper audio/arquivo.wav --language Portuguese --model medium
```

- **Resultado:** arquivos `.txt`, `.srt`, `.json` na mesma pasta

Etapa 4 – Diarização de Falantes com pyannote.audio (com instalação)

- **Instalar:**

```
pip install pyannote.audio
```

- **Pré-requisitos:** conta na Hugging Face + token + `huggingface-cli login`

- **Exemplo:**

```
from pyannote.audio import Pipeline
pipeline = Pipeline.from_pretrained("pyannote/speaker-diarization", u
diarization = pipeline("audio/arquivo.wav")
with open("transcricao/arquivo.rttm", "w") as f:
    diarization.write_rttm(f)
```

- **Saída:** segmentos com falantes (speaker_1, speaker_2)

Etapa 5 – Organização da Ficha Clínica

Transformar a transcrição em formato estruturado:

```
{
  "nome": "Pedro Silva",
  "data": "2025-06-22",
  "queixa_principal": "Dores nas costas",
  "respostas_do_paciente": [...],
  "observacoes": "Paciente com histórico de estresse."
}
```

Etapa 6 – (Opcional) Resumo com LLM

- Usar LLM local (Ollama, llama.cpp) ou GPT via API
- **Prompt sugerido:**

Com base na transcrição abaixo, identifique os principais sintomas, queixas e respostas do paciente, e gere um resumo clínico.

Etapa 7 – Exportação

- Gerar PDF, Markdown ou JSON com a ficha
- Ferramentas: `fpdf`, `reportlab`, `json`

Stack Recomendada

Etapa	Ferramenta
Interface	<code>Tkinter</code>
Áudio	<code>sounddevice</code> , <code>numpy</code> , <code>scipy</code>
Transcrição	<code>Whisper</code>
Diarização	<code>pyannote.audio</code>
LLM	GPT-4, Mistral, Ollama

Etapa	Ferramenta
Exportação	fpdf, reportlab

Termos para Pesquisa

- "Tkinter GUI Python passo a passo"
- "Python gravação de áudio com pausa"
- "Whisper transcrição português"
- "pyannote diarization speaker separation"
- "Python JSON to PDF"
- "LLM summarization local Ollama llama.cpp"

Fluxo Geral do MVP

[GUI] → Grava .WAV → Transcreve (Whisper) → Diariza (pyannote) → Organiza